

Anti-Rcn2 (Reticulocalbin-2) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14257

Artikelnummer: CM0018939

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RCN2 (Reticulocalbin-2), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Calcium-bindenden Proteinen des endoplasmatischen Retikulums.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] RCN2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	E6BP; ERC55; ERC-55; TCBP49; N2
Spezies	Human
Gen-ID	5955
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-180 von humanem RCN2 (NP_002893.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14257
Protein-Gewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel