

Anti-Rcvrn Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35243

Artikelnummer: CM0029325



Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen humanes Recoverin (RCVRN). Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der visuellen Signaltransduktion und Studien zur krebsassoziierten Retinopathie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RCVRN Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RCV1; RCVRN
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5957
Gen-ID	5957
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem RCVRN (NP_002894.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35243
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühltasche