

Anti-Rdm1 (Rad52B) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Ng50

Artikelnummer: CM0030558

Einführung

RDM1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Zielt auf das humane RAD52-Motiv-enthaltende Protein 1 ab, ein DNA/RNA-bindendes Protein, das mit Cisplatin-Resistenz verbunden ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RDM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAD52B; RDM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	201299
GenID	201299
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 125-284 des humanen RDM1 (NP_663629.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8NG50
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel