

Anti-Reck Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095980

Artikelnummer: CM0028369



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der gegen humanes RECK (reversionsinduzierendes cysteinreiches Protein mit Kazal-Motiven) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zu Wnt-Signalgebung, Angiogenese und Tumorbilogie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RECK Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ST15; RECK
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	8434
GeneID	8434
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 110-210 des humanen RECK (NP_066934.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	095980
Proteingewicht	106 kDa
Versand	Eisbeutel