

Anti-Recoverin Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35243

Artikelnummer: CM0010559



Einführung

Hochwertiger Anti-Recoverin-Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Recoverin ist ein Kalziumsensor in der Phototransduktion. Ideal für die Sehforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Recoverin Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	RCV1; RCVRN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5957
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von menschlichem Recoverin (NP_002894.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35243
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel