

Anti-Recql4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O94761

Artikelnummer: CM0026678



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RECQL4, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt RECQL4 in humanen und murinen Proben. Geeignet für die Erforschung der DNA-Helikase-Funktion und genomischer Stabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RECQL4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RECQ4; RECQL4
Spezifität	Human
Gen-ID (Human)	9401
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 231-330 von humanem RECQL4 entspricht (NP_004251.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O94761
Protein-Gewicht	133kDa
Versand	Kühltasche