

Anti-Reep1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H902

Artikelnummer: CM0026892

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes REEP1 (Spastische Paraplegie 31 Protein) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Erkennt humanes, murines und rattes REEP1 (~22 kDa). Geeignet für die Erforschung des ER-Netzwerks und der Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	REEP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DSMA6; HMN5B; SPG31; Yip2a; C2orf23; REEP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	65055
Gen-ID	65055
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H902
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel