

Anti-Reep2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Brk0

Artikelnummer: CM0021825

Einführung

Kaninchen-polyklonaler REEP2-Antikörper für WB, IF-P, ELISA. Erkennt humanes REEP2 und ist kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ziel ist das Protein zur Bildung des ER-Netzwerks, das mit hereditärer spastischer Paraplegie in Verbindung steht. Ideal für die Forschung in den Bereichen Neurowissenschaften und Zellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	REEP2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SPG72; Yip2d; C5orf19; SGC32445; REEP2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51308
Gen-ID	51308
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 93–252 des humanen REEP2 (NP_057690.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9BRK0
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlbeutel