

Anti-Reep5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q00765

Artikelnummer: CM0016795

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen REEP5, validiert für Western Blot (WB) und ELISA; erkennt menschliches, murines und rattiges REEP5. Ideal für die Untersuchung der Funktion des kardialen sarkoplasmatischen Retikulums. Das Immunogen entspricht den Resten 120-189.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	REEP5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DP1; TB2; YOP1; POB16; Yip2e; D5S346; C5orf18; REEP5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7905
GenID	7905
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 120-189 von menschlichem REEP5 (NP_005660.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00765
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel