


Anti-Reg1A Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P05451

Artikelnummer: CM0029465



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes REG1A (Lithostathin-1-alpha), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Regeneration von Pankreas und Gehirn.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	REG1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	P19, PSP, PTP, REG, ICRF, PSPS, PSPS1, REG1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5967
GenID	5967
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem REG1A (NP_002900.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05451
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel