


Anti-Reg3A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q06141

Artikelnummer: CM0019808



Einführung

Validieren Sie die REG3A-Expression mit diesem polyklonalen Antikörper vom Kaninchen, geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und ratten-REG3A, ein bakterizides C-Typ-Lektin, das an Entzündung und Geweberegeneration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	REG3A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HIP, PAP, PAP1, REG3, INGAP, PAP-H, PBCGF, HIP/PAP, REG-III, REG3A
Spezies	Human
Gen-ID	5068
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-175 von humanem REG3A (NP_002571.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q06141
Proteingewicht	19kDa
Versand	Kühltasche