


Anti-Reg3A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q06141

Artikelnummer: CM0014712



Einführung

Hochwertiger Anti-REG3A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf REG3A (Q06141) für Studien zu antimikrobiellen und entzündlichen Reaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	REG3A Kaninchen pAb
Alias	HIP, PAP, PAP1, REG3, INGAP, PAP-H, PBCGF, HIP/PAP, REG-III, REG3A
Spezies	Mensch
Gen-ID	5068
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-175 von menschlichem REG3A (NP_002571.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06141
Proteingewicht	19kDa
Versandversand	Eisbeutel