

Anti-Reg4 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Byz8

Artikelnummer: CM0013344



Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen menschliches REG4, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf regenerierendes Insel-abgeleitetes Protein 4, ein Lektin, das an gastrointestinalen Entzündungen und Krebserkrankungen beteiligt ist. Ideal für die Forschung zu kolorektalem Karzinom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	REG4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GISP; RELP; REG-IV; REG4
Spezies	Mensch
GeneID	83998
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-158 des menschlichen REG4 (NP_114433.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9BYZ8
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eispackung