

Anti-Relb Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q01201

Artikelnummer: CM0007374



Einführung

Der RELB Kaninchen mAb ist ein rekombinanter monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P, Immunpräzipitation und ELISA. Er erkennt humanes, Maus- und Ratten-RELB (62 kDa) und ermöglicht Untersuchungen des NF- κ B-Transkriptionsfaktorwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RELB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; RELB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5971
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 296-436 von humanem RELB (NP_006500.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01201
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel