

Anti-Reln Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P78509

Artikelnummer: CM0024469



Einführung

RELN Kaninchen-Polyclonales Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines, ratten RELN. Rekombinantes Immunogen (AS 50-190). Für neurowissenschaftliche und entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RELN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RL; ETL7; LIS2; PRO1598; RELN
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5649
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 50-190 des menschlichen RELN (NP_005036.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78509
Proteingewicht	388 kDa
Versand	Eispackung