

Anti-Renin Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P00797

Artikelnummer: CM0004992



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches Renin (P00797). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Renin-Angiotensin-Systems.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Renin Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	RTD; HNFJ2; ADTKD4; Renin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5972
Gen-ID	5972
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-406AA von menschlichem Renin entspricht (NP_000528.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00797
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel