

## Anti-Renin-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P00797

Artikelnummer: CM0021697



### Einführung

Renin-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit menschlichem, Maus- und Ratten-Renin. Ein Forschungsinstrument für Studien zum Renin-Angiotensin-System sowie zur Analyse von Bluthochdruck und Nierenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Renin-Kaninchen-pAb                                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | RTD; HNFJ2; ADTKD4; Renin                                                                                                            |
| Art               | Mensch                                                                                                                               |
| Gen-ID (Mensch)   | 5972                                                                                                                                 |
| Gen-ID            | 5972                                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 250-406 des menschlichen Renins (NP_000528.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                  |
| SWISS             | P00797                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 45 kDa                                                                                                                               |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                             |