

Anti-Repin1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bwe0

Artikelnummer: CM0023589

Einführung

REPIN1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und murines REPIN1, ein 64 kDa DNA-bindendes Protein, das an der Regulation von Lipid- und Eisenstoffwechsel beteiligt ist. Ideal für Zellbiologie und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	REPIN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AP4; RIP60; ZNF464; Zfp464; REPIN1
Spezies	Mensch
Gen-ID	29803
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 376-567 von menschlichem REPIN1 entspricht (NP_037532.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BWE0
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel