

Anti-Reptin/Ruvbl2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y230

Artikelnummer: CM0013230



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Reptin/RUVBL2 (RUVBL2), validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Beteiligt an Chromatin-Remodellierung, Transkription und DNA-Reparatur; geeignet für Studien zu NuA4- und INO80-Komplexen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Reptin/RUVBL2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	RVB2; TIH2; ECP51; TIP48; CGI-46; ECP-51; INO80J; REPTIN; TIP49B; TAP54-beta; Reptin/RUVBL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10856
GenID	10856
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-463 von menschlichem Reptin/RUVBL2 (NP_006657.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y230
Proteinmasse	51kDa
Versand	Eispackung