

Anti-Reptin/Ruvbl2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y230

Artikelnummer: CM0011727



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Reptin/RUVBL2 (RUVBL2, TIP48, ECP51). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung zu Chromatin-Remodelling, Transkription und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Reptin/RUVBL2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	RVB2; TIH2; ECP51; TIP48; CGI-46; ECP-51; INO80J; REPTIN; TIP49B; TAP54-beta; Reptin/RUVBL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10856
GenID	10856
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von humanem Reptin/RUVBL2 (Q9Y230) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9Y230
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel