

Anti-Rere (Atrophin-1-Ähnliches Protein) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9P2R6

Artikelnummer: CM0013180



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RERE (Atrophin-1-ähnliches Protein), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von transkriptioneller Repression und Apoptosewegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RERE Kaninchen pAb
Bemerkungen / Alias	ARG, ARP, DNB1, ATN1L, NEDBEH, RERE
Spezies	Mensch
GenID	473
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (1-220) des humanen RERE (NP_036234.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P2R6
Proteingewicht	172kDa
Versand	Eistasche