


Anti-Rest/Nrsf Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q13127

Artikelnummer: CM0024564



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes REST/NRSF (RE1-silencing transcription factor) gerichtet ist. Validiert für IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung der neuronalen Genregulation, der Aufrechterhaltung von Stammzellen und von Krankheitsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	REST/NRSF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WT6; XBR; HGF5; NRSF; DFNA27; GINGF5; REST/NRSF
Spezies	Mensch
GenID	5978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 760-1060 von humanem REST/NRSF (NP_001180437.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13127
Proteingewicht	122kDa
Versand	Eisbeutel