


Anti-Rest/Nrsf Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13127

Artikelnummer: CM0024956



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen REST/NRSF, einen neuronalen Genrepressor, gerichtet ist und für WB und ELISA in menschlichen, murinen und rattigen Proben validiert wurde. Unverzichtbar für die Chromatinmodifikation und die Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	REST/NRSF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WT6; XBR; HGF5; NRSF; DFNA27; GINGF5; REST/NRSF
Spezies	Mensch
Gen-ID	5978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-130 von humanem REST/NRSF (NP_005603.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13127
Proteingewicht	122kDa
Versand	Eisbeutel