

Anti-Ret Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P07949

Artikelnummer: CM0002652



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das humane Ret-Protoonkogen. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegen Mensch und Maus. Geeignet für Forschung zu Zellsignaltransduktion, Krebs und Neuroentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ret Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PTC; MTC1; HSCR1; MEN2A; MEN2B; CDHF12; CDHR16; RET-ELE1; Ret
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5979
GenID	5979
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1000-1100 von humanem Ret (NP_066124.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P07949
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Eisbeutel