

Anti-Rev-Erb Beta/Nr1D2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14995

Artikelnummer: CM0002713



Einführung

Kaninchen monoklonaler Rev-erb beta/NR1D2 Antikörper für WB und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-Rev-erb beta, einen Regulator des zirkadianen Rhythmus und des Stoffwechsels. Ideal für die Forschung an nukleären Rezeptoren und Chronobiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rev-erb beta/NR1D2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RVR; BD73; EAR-1R; REVERBB; REVERBbeta; Rev-erb beta/NR1D2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	9975
GeneID	9975
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 220-300 von humanem Rev-erb beta/NR1D2 (NP_005117.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14995
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eistasche