

Anti-Rev-Erb Beta/Nr1D2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14995

Artikelnummer: CM0020866



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Rev-erb beta/NR1D2, geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von zirkadianen Rhythmen und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rev-erb beta/NR1D2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RVR; BD73; EAR-1R; REVERBB; REVERBbeta; Rev-erb beta/NR1D2
Spezies	Human
GeneID	9975
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 220-300 des humanen Rev-erb beta/NR1D2 (NP_005117.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14995
Protein-Gewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel