

Anti-Rev-Erb α /Nr1D1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P20393

Artikelnummer: CM0002748



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Rev-erb α /NR1D1 (P20393). Validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für zirkadiane Rhythmus- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rev-Erb α /NR1D1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	EAR1; hRev; THRA1; THRAL; ear-1; REVERBA; REVERBalpha; Rev-Erb α /NR1D1
Spezies	Human
GeneID (Human)	9572
GeneID	9572
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P20393
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel