


Anti-Rexo2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3B8

Artikelnummer: CM0014891



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes REXO2, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen RNA-Abbaus und der Transkriptionsinitiierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	REXO2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RFN; SFN; REX2; CGI-114; REXO2
Spezies	Human
GeneID (human)	25996
GeneID	25996
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-237 des humanen REXO2 (NP_056338.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3B8
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel