

Anti-Rfc1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc Und Elisa - P35251

Artikelnummer: CM0021212



Einführung

RFC1 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf die Replikationsfaktor C-Untereinheit 1 (128 kDa) ab, die für die Beladung von PCNA bei der DNA-Replikation essenziell ist - P35251.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RFC1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	A1; RFC; PO-GA; RECC1; CANVAS; MHCBBF; RFC140; RFC1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5981
GeneID	5981
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 400-700 des menschlichen RFC1 entspricht (NP_001191676.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35251
Proteingewicht	128 kDa
Versand	Eisbeutel