

Anti-Rfc3-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P40938

Artikelnummer: CM0030061



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches RFC3 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Erkennt RFC3 in menschlichen, murinen und Rattenproben. Wesentlich für die Forschung zur DNA-Replikation und PCNA-Beladung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RFC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RFC38, RFC3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5983
GenID	5983
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von menschlichem RFC3 (NP_002906.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40938
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel