

Anti-Rfc4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb - P35249

Artikelnummer: CM0029890



Einführung

Dieser anti-RFC4 kaninchen polyklonale Antikörper ist für WB, IF/ICC, IP und ELISA in humanen und Rattenproben validiert und damit ideal für Studien zur DNA-Replikation und PCNA-Beladung geeignet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RFC4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	A1; RFC37; RFC4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5984
Gen-ID	5984
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 204-363 des menschlichen RFC4 (NP_002907.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P35249
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel