

Anti-Rfc5-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P40937

Artikelnummer: CM0028513



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes RFC5 gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-RFC5. Geeignet für Studien zur DNA-Replikation und PCNA-Beladung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RFC5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RFC36; RFC5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5985
GenID	5985
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 181-340 von humanem RFC5 (NP_031396.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40937
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel