

Anti-Rfk Rabbit Polyclonal Antibody Für Wb Und Elisa - Q969G6

Artikelnummer: CM0029170



Einführung

Hochwertiges RFK-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA-Anwendungen, geeignet für menschliche und Maus-Proben. Validiert mit rekombinantem Protein-Immunogen (aa 1-155), erkennt Riboflavin-Kinase, ein Schlüsselenzym der FAD-Synthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RFK Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RIFK; RFK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55312
GenID	55312
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-155 von menschlichem RFK (NP_060809.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q969G6
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel