

Anti-Rfpl2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075678

Artikelnummer: CM0017257

Einführung

RFPL2-kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-RFPL2 (RING-Finger-Protein 79, 42 kDa), ein in Prostata und Gehirn exprimiertes Zinkfingerprotein. Geeignet für die Erforschung der Urogenitalbiologie. SWISS: 075678.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RFPL2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RNF79; RFPL2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10739
Gen-ID	10739
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des humanen RFPL2 (NP_006596.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	075678
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku