

Anti-Rfx2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P48378

Artikelnummer: CM0019704

Einführung

RFX2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines RFX2, einen Transkriptionsfaktor, der für die Spermatogenese und Ziliogenese entscheidend ist. Ideal für Studien in der Reproduktionsbiologie und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Detail
Produktname	RFX2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RFX2
Spezies	Human
Gen-ID	5990 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 295-450 des humanen RFX2 (NP_000626.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P48378
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel