

Anti-Rfx3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P48380

Artikelnummer: CM0012927

Einführung

Kaninchen-Anti-RFX3 polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Ziel ist der humane Transkriptionsfaktor RFX3, ein Schlüsselregulator der Ziliogenese und der Differenzierung von Pankreasinseln. Geeignet für Entwicklungs- und Ziliopathieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RFX3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RFX3
Spezies	Human
GeneID (Human)	5991
GeneID	5991
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 280-430 von humanem RFX3 (NP_602304.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P48380
Protein-Gewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel