

Anti-Rga1 (Gpa1) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q0DJ33

Artikelnummer: CM0022062

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen *Oryza sativa* RGA1 (GPA1) gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA. Validiert in Reis, unterstützt dieser Antikörper die Erforschung der pflanzlichen Wachstumssignalisierung sowie der Gibberellin-/Brassinosteroid-Wege. - Q0DJ33

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RGA1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	D1; GA1; GPA1; RGA1; GP-alpha-1; OJ1005_D04.15
Spezies	<i>Oryza sativa</i>
GenID	4338448
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-230 von <i>Oryza sativa</i> RGA1 (Q0DJ33) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0DJ33
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel