


Anti-Rgap1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H0H5

Artikelnummer: CM0003317



Einführung

RGAP1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt menschliches RGAP1 (Rac GTPase-activating protein 1), einen wichtigen Regulator der Zytokinese. Geeignet für Forschung zu Zellzyklus, Krebs und Hämatopoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RGAP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; RGAP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29127
Gen-ID	29127
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem RGAP1 (Q9H0H5) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H0H5
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel