


Anti-Rgap1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Kd-Validiert) Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0H5

Artikelnummer: CM0009817



Einführung

RGAP1 (Rac GTPase-aktivierendes Protein 1)
Kaninchen monoklonaler Antikörper, KD-
validiert, für WB, IHC-P, ELISA. Detektiert
humanes, Maus- und Ratten-RGAP1 (71 kDa.
Zielgerichtet gegen einen wichtigen Zytokinese-
Regulator, der an Zellteilung und Erythropoese
beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] RGAP1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; [KD Validiert] RGAP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29127
Gen-ID	29127
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 533-632 von humanem RGAP1 entspricht (NP_037409.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H0H5
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel