

Anti-Rgl2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Gxw1

Artikelnummer: CM0020341

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das Arabidopsis thaliana DELLA-Protein RGL2 (RGA-like 2), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Forschung an Gibberellin-Signalgebung, Samenkeimung und Pflanzenstressreaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RGL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RGA-like 2; T21P5.13; T21P5_13; RGL2
Spezies	Arabidopsis thaliana
GeneID (Mensch)	5863
GeneID	821251
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 40-156 von Arabidopsis thaliana RGL2 (NP_186995.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8GXW1
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel