

Anti-Rgl3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper - Rgl3

Artikelnummer: CM0024091

Einführung

Polyclonaler Antikörper gegen Arabidopsis thaliana RGL3-Protein, geeignet für Western Blot und ELISA. Im Kaninchen gegen rekombinantes Fusionsprotein gewonnen, mit validierter Kreuzreaktivität gegenüber Arabidopsis thaliana.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RGL3 Kaninchen pAb
Spezies	Arabidopsis thaliana
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-106 von Arabidopsis thaliana RGL3 (NP_197251.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Arabidopsis thaliana
Versand	Eispackung