

Anti-Rgma Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96B86

Artikelnummer: CM0003065



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Repulsive Guidance Molecule A (RGMA), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität bei Ratten. Nützlich zur Untersuchung der Entwicklung des Nervensystems, der Hemmung des Neuritenwachstums und der BMP-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RGMA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RGM; RGMA
Spezies	Mensch
Gen-ID	56963
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von menschlichem RGMA (Q96B86) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q96B86
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel