


Anti-Rgn Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15493

Artikelnummer: CM0027370



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Regucalcin (RGN/SMP30). Validiert für WB und ELISA, detektiert humanes, Maus- und Rattenprotein. Ideal für die Erforschung von Calcium-Signalisierung und Gluconolactonase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RGN Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RC; GNL; SMP30; HEL-S-41; RGN
Spezies	Human
GeneID (Human)	9104
GeneID	9104
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-299 von humanem RGN (NP_004674.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15493
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel