

Anti-Rgr Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P47804

Artikelnummer: CM0027041

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RGR (RPE-retinales G-Protein-gekoppeltes Rezeptor) gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Unterstützt Forschung zu Sehzyklus, retinalem Pigmentepithel und Retinoid-Isomerisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RGR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RP44; RGR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5995
GenID	5995
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 156-295 von humanem RGR (NP_002912.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P47804
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel