

Anti-Rgs10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O43665

Artikelnummer: CM0026219



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RGS10 gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte; detektiert ein Protein von ~21 kDa. Ideal für die GPCR-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RGS10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RGS10
Spezies	Mensch
Gen-ID	6001
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-181 von humanem RGS10 (NP_001005339.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43665
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eisbeutel