

Polyklonaler Anti-Rgs13-Antikörper Für Wb, Elisa - O14921

Artikelnummer: CM0017965

Einführung

Polyklonaler RGS13-Antikörper (Kaninchen, für WB/ELISA validiert), der auf humanes RGS13 (19 kDa), einen Regulator der G-Protein-Signalübertragung, abzielt. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RGS13-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RGS13
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6003
GeneID	6003
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-159 des humanen RGS13 (NP_002918.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O14921
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Kühlakku