


Anti-Rgs14 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43566

Artikelnummer: CM0030142



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RGS14, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein 61kDa-Protein; ideal für GPCR-Signalweg- und Gedächtnisforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RGS14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RGS14
Spezies	Human
GeneID (Human)	10636
GeneID	10636
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 230-510 von humanem RGS14 (NP_006471.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43566
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eistasche