


## Anti-Rgs2 Polyklonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P41220

Artikelnummer: CM0020384



### Einführung

Hochwertiges Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen humanes RGS2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ideal für Forschung zur G-Protein-Signalübertragung und Blutdruckregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | RGS2 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | G0S8; RGS2                                                                                                               |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                   |
| GenID (Mensch)    | 5997                                                                                                                     |
| GenID             | 5997                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-211 des humanen RGS2 (NP_002914.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                   |
| SWISS             | P41220                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 24 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                |