

Anti-Rgs20 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 076081

Artikelnummer: CM0025850

Einführung

Anti-RGS20 kaninchenpolyklonaler Antikörper, hergestellt gegen rekombinantes humanes RGS20 (aa 1-241). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist der Regulator der G-Protein-Signalübertragung 20, eine Gz-selektive GTPase-aktivierendes Protein, das an der Hemmung der Signaltransduktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RGS20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RGSZ1; ZGAP1; gz-GAP; g(z)GAP; RGS20
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8601
GenID	8601
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-241 von humanem RGS20 (NP_003693.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	076081
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel