

Anti-Rgs4 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49798

Artikelnummer: CM0022549

Einführung

CamelBio bietet einen Kaninchen-poliklonalen Antikörper gegen humanes RGS4 (SWISS P49798), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt murine und Ratten-Homologe. Geeignet für die Untersuchung der GPCR-Signalübertragung und -Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	RGS4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	RGP4; SCZD9; RGS4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5999
GenID	5999
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem RGS4 (NP_005604.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49798
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel